

Modifier les Plages horaires et les Limites d'avertissement

1. Cliquez sur **Plages horaires** dans le menu.

2. Pour modifier les plages horaires, cliquez sur **Modifier**. Le tutoriel expliquera le contenu de cette brochure.

L'écran de modification des plages horaires présente un graphique de tous les objectifs glycémiques sur une période de 24 heures.

PM&CG 12/2016

www.accu-chek.be/insight
www.facebook.com/accuchekebe
 0800 93 626
 www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT et ACCU-CHEK 360® sont des marques de Roche. Le nom de marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Roche est régie par une licence. Tous les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2016 Roche Diabetes Care.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE



Chaque bloc représente une plage horaire.

1. Pour ajuster l'objectif glycémique supérieur/inférieur pour une plage horaire, cliquez et déplacez le haut de la plage horaire. Déplacez vers le haut pour augmenter l'objectif glycémique ou vers le bas pour diminuer l'objectif glycémique.
2. Pour ajuster l'heure de début/de fin d'une plage horaire, cliquez et déplacez le côté gauche/droit de la plage horaire.
3. Pour ajuster la **limite d'avertissement Hyper/Hypo**, cliquez et déplacez la ligne d'avertissement bleu/rouge.
4. Pour ajouter une plage horaire ou supprimer la dernière plage horaire, cliquez sur Ajouter plage horaire ou Supprimer plage horaire. Pour modifier en vue tableau, cliquez sur **Passer à l'affichage tableau.***

Conseil de bolus

1. Dans le **Menu principal**, cliquez sur **Événements de santé et Options de conseil**.
2. Activez le **Conseil de bolus**. L'assistant de configuration de la **fonction Conseil de bolus** s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.

2. Configurez l'**Augmentation après le repas**, la **Taille de l'en-cas**, la **Durée d'action** et le **Délai d'action**. Cliquez sur **Suivant**.

4. Réglez le **Ratio glucidique** et la **Sensibilité à l'insuline**. Pour la première plage horaire, cliquez sur **OK** pour répercuter les réglages sur les autres plages horaires. Si nécessaire, sélectionnez d'autres plages horaires et ajuster les réglages. Cliquez sur **Suivant**.

5. Réglez les pourcentages des événements de santé selon les besoins. Cliquez sur **Suivant**.

6. La fonction **Conseil de bolus** est activée. Cliquez **Terminé**. Pour enregistrer les modifications dans votre dispositif, cliquez sur **Enregistrer.***

* **Veillez toujours consulter votre professionnel de la santé en ce qui concerne les réglages liés à votre insulinothérapie.**

Logiciel de configuration Accu-Chek® 360®



Connecter le dispositif à un ordinateur



1. À partir du **Menu démarrage**, sélectionnez **Lire depuis le dispositif**.

2. Sélectionnez **Aidez-moi à me connecter à un dispositif**.

3. Sélectionnez **Pompe à insuline Accu-Chek® Insight**.

4. Connectez le lecteur Accu-Chek® Aviva Insight à l'ordinateur via un câble USB. Allumez le lecteur et assurez-vous que la pompe est reliée au lecteur par liaison *Bluetooth*®. Cliquez **Suivant**.

Connecter le dispositif à un ordinateur

5 À partir de l'écran **Options de connexion**, sélectionnez **Connecter à un PC** puis **OK** sur votre lecteur. Cliquez **Suivant**.

6 Comparez les numéros repris dans la liste au numéro de série de votre dispositif. Sélectionnez **la pompe à insuline Accu-Chek Insight** et cliquez sur **Suivant**.

L'écran Menu pompe à insuline Accu-Chek Insight

Icône Enregistrer dans le dispositif et/ou un fichier* **Nom de votre dispositif**

Menu **État des ajustements effectués** **Menu détaillé**

* Les modifications réalisées dans le logiciel ne sont pas enregistrées sur un dispositif jusqu'à ce que cette icône soit sélectionnée.

Modifier un Profil de débit de base

1. Sélectionnez **Profil de débit de base**.

2. Sélectionnez **Modifier** dans le Profil de débit de base que vous souhaitez modifier. Le tutoriel expliquera le contenu de cette brochure.

L'écran de modification du Profil de débit de base présente un graphique du **profil de débit de base** sélectionné. Le graphique présente tous les débits de base administrés en un laps de temps de 24 heures. Chaque bloc représente un débit de base.

3. Cliquez sur le graphique et faites-le glisser pour ajuster le profil. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour ajuster le débit de base.

4. Cliquez sur le graphique et faites-le glisser pour ajuster le profil. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour ajuster le débit de base.

Chaque bloc représente un débit de base.

1. Pour ajuster un débit de base, cliquez et déplacez le haut du débit de base vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer.
2. Pour ajuster l'heure de début/de fin d'un débit de base, cliquez et déplacez le côté gauche/droit du débit de base.
3. Pour ajouter un débit de base ou supprimer le dernier débit de base, sélectionnez **Ajouter débit de base** ou **Supprimer débit de base**. Pour modifier dans un tableau, cliquez sur **Passer à l'affichage tableau**.
4. Lorsque vous ajustez des débits de base, consultez le **total journalier d'insuline de base** pour vous assurer que vous recevez la quantité journalière d'insuline basale correcte.*

Modifier les réglages de bolus

1. Pour ajuster vos réglages de bolus, sélectionnez **Réglages de bolus**.

2. Vous pouvez ajuster les **Incréments de bolus direct**, la **Vitesse d'administration**, la **Quantité de bolus maximal**, le **Délai d'administration du bolus**.

3. Pour enregistrer les modifications dans votre dispositif, cliquez **Enregistrer**.*

La fonction de Bolus direct est désactivé par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de Bolus direct dans les paramètres du logiciel de configuration Accu-Chek 360®.

*** Veuillez toujours consulter votre professionnel de la santé en ce qui concerne les réglages liés à votre insulinothérapie.**

Réglages du lecteur Accu-Chek Aviva Insight

Allez au menu **Démarrage** en sélectionnant l'icône **Démarrage** et suivez les instructions de la page 1. Cependant, sélectionnez maintenant votre lecteur.

1. Pour ajuster vos **Réglages de glucides** et d'autres **réglages généraux** et d'**affichage**, aller à **Options du lecteur > Réglages de fonctionnement**.

2. Vous devez ajuster vos **réglages de glucides**. Pour effectuer les ajustements des réglages, utilisez les menus déroulants disponibles ou les flèches haut/bas. **D'autres réglages généraux** et d'**affichage** peuvent également être ajustés.*