

Verbind je meter met de app en de mySugr Pro versie wordt gratis en automatisch geactiveerd.

mySugr Pro functies

- Slimme zoekfunctie - snel alle gegevens vinden
- Foto's - omdat foto's meer zeggen dan woorden
- PDF rapporten - voor een duidelijk overzicht
- Herinneringen - zodat je nooit vergeet te meten
- Basale hoeveelheden voor pompgebruikers
- Bolus Calculator - voor een optimale dosering



Download nu de mySugr Logboek app!



 www.accu-check.be

 www.facebook.com/accuchekebe

 0800 93 626

 www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK AVIVA CONNECT zijn merken van Roche. Het *Bluetooth*® merk, het woord zelf en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Roche bezit licenties voor het gebruik van dergelijke merken. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.
© 2016 Roche Diagnostics.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE



ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Aviva Connect



Dagelijks gemotiveerd dankzij connectiviteit



 Bluetooth®



Verbind je bloedglucosemeter
met de mySugr Logboek app
en wordt uitgedaagd voor
een beter diabetesbeheer.

ACCU-CHEK®

mySugr Logboek app

De mySugr Logboek app ondersteunt je op een speelse manier bij de dagelijkse uitdagingen van diabetes, zodat je steeds gemotiveerd blijft om je persoonlijke doelstellingen na te streven.



Logboek

Snel en gemakkelijk ingeven van waarden, maaltijden, activiteiten zodat je geen dagboek meer hoeft bij te houden.

Uitdagingen en feedback

Spannende uitdagingen en motiverende feedback die je helpen om je persoonlijke doelstellingen te bereiken.

Analyse en rapporten

Een goed overzicht van de laatste 7, 14, 30 en 90 dagen en duidelijke rapporten zodat je meer inzicht krijgt in je waarden.

Schatting HbA1c

Een schatting van je HbA1c zodat je niet meer voor onaangename verrassingen komt te staan.

Accu-Chek® Aviva Connect bloedglucosemeter

De Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige meting. Dankzij de Bluetooth-functie kan je je gegevens draadloos overdragen naar de mySugr Logboek app en heb je steeds alle waarden bij de hand.

Hoe verbind ik de Accu-Chek Aviva Connect meter met de mySugr Logboek app?

- 1 Schakel de Bluetooth-functie in op je mobiel apparaat, alvorens je eerste meting aan te vangen.
- 2 Open de mySugr Logboek app en selecteer in het menu aan de zijkant "erkende apparaten".



- 3 Selecteer Accu-Chek Aviva Connect en klik op "Activeren".



- 4 Zet de Accu-Chek Aviva Connect meter aan en ga in het hoofdmenu naar "Instellingen" - "Draadloos" - "Koppelen".
- 5 Selecteer "App koppelen" en de meter geeft zijn code weer.
- 6 Voer de code in op je mobiel apparaat en de koppeling wordt nu bevestigd.
- 7 Indien je jouw bloedglucosewaarden automatisch wil overdragen naar de app, navigeer dan naar "Instellingen" - "Draadloos" - "Auto. zenden" en selecteer "Aan".