

Le système pour la thérapie du diabète Accu-Chek® Insight

## Inspiré par votre vie



**ACCU-CHEK®** 

### Les personnes atteintes de diabète ont besoin de solutions adaptées à leur vie quotidienne



Découvrez les différents éléments d'un système de gestion du diabète intuitif



Maintenir sa glycémie sous contrôle quand on a le diabète est un défi quotidien. Pour les personnes atteintes de diabète qui suivent un traitement insulinique intensif et qui désirent optimaliser leur traitement, le système Accu-Chek® Insight est simple à utiliser. Il est composé d'une pompe à insuline et d'un gestionnaire du diabète jouant les rôles de lecteur de glycémie, de commande à distance de la pompe, de conseil de bolus et bien plus encore.

Il peut donc accompagner les personnes atteintes de diabète dans leur quotidien en toute discrétion.

Le système de gestion du diabète Accu-Chek Insight est composé de deux éléments principaux: la pompe à insuline Accu-Chek Insight et le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight.

Il offre un nouveau niveau de discrétion et de facilité d'utilisation grâce à un design moderne<sup>1</sup>, une interface intuitive, des sets d'infusion dédiés et à l'utilisation de cartouches d'insuline pré-remplies.

Ce système a été conçu pour que son apprentissage soit simple et rapide et qu'il soit facile à utiliser afin de devenir rapidement un compagnon fiable jour après jour.

## Plus de discrétion grâce à son gestionnaire du diabète innovant

Le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight s'adresse aux personnes souhaitant gérer leur diabète en toute discrétion. Grâce à la technologie Bluetooth® sécurisée, celui-ci permet de commander à distance la pompe à insuline Accu-Chek Insight. Le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight permet une gestion du diabète personnalisée, simple et fiable.

### Simple et intuitif...

- Interface utilisateur intuitive.
- Ecran avec affichage couleur.
- Grand écran facile à lire.
- Accès rapide et en 1 clic aux informations importantes.

### Menu intuitif, fonction zoom et affichage couleur.

pour une grande facilité d'utilisation

permettant un contrôle précis de la gestion du diabète.

• Simplicité du changement des sets d'infusion grâce à un adaptateur ergonomique.

Manipulation simple grâce à la pompe

• Cartouche d'insuline pré-remplie facile à changer.

### Sécurité et fiabilité...

- Glycémie précise obtenue en 5 secondes.
- Conseil de bolus reconnu.<sup>2-5</sup>
- Affichage des différents messages de rappel et d'avertissement.

### pour une gestion précise du diabète

• Le débit de base minimum convient aux plus jeunes ainsi qu'aux personnes ayant de faibles besoins en insuline (0,02 Ul/h) et est adaptable par petits incréments (0,01 Ul/h)\*.

La pompe à insuline Accu-Chek Insight constitue le parfait partenaire pour une administration en toute

discrétion de l'insuline. Elle réduit les contraintes liées à la thérapie par pompe à insuline tout en

• Détection rapide des occlusions.

à insuline intuitive

• Différentes options de bolus (ex. standard, mixte, carré et personnalisé) pouvant être utilisés en parallèle.

\*Jusqu'à un débit de base de 5 Ul/h

### Design discret...

- Design moderne et élégant.
- Communication sans fil bidirectionnelle avec la pompe grâce à la technologie Bluetooth<sup>®</sup>.

### adapté à la vie quotidienne

- Design moderne et épuré afin d'être discret.
- Manipulation via la pompe ou en toute discrétion via le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight.



### Personnalisable...

- Calculateur de bolus personnalisé permettant une amélioration du contrôle glycémique.
- Menu personnalisable.
- Journal électronique comportant un grand nombre de rapports et graphiques.

### pour répondre aux besoins individuels

- Compatible avec différents sets d'infusion selon les besoins individuels de l'utilisateur.
- Sélection de divers étuis et housses pour un port confortable.



# Le meilleur choix pour une facilité d'utilisation optimale



#### Cartouche d'insuline pré-remplie:

- Insertion rapide en une étape facile à apprendre et à utiliser.
- Pas de bulle d'air à évacuer de la cartouche.\*
- \* Par rapport aux cartouches à remplir par soi-même. Pour des raisons techniques, une petite bulle d'air peut rester dans la cartouche. Pour toutes les informations concernant le changement de la cartouche et du set d'infusion, veuillez consulter le manuel d'utilisation de la pompe à insuline Accu-Chek Insight.



### Les sets d'infusion Accu-Chek Insight:

- Conçus pour être faciles à utiliser grâce à leur design unique offrant une bonne préhension et au dispositif d'insertion automatique disponible pour les sets d'infusion Accu-Chek Insight Flex.
- Conçus pour une utilisation en toute sécurité grâce à un système innovant de protection des aiguilles.
- Conçus pour s'adapter aux besoins individuels grâce à une grande variété de types de canules et de longueurs de tubulures.



## Les étuis et housses de transport pour la pompe à insuline Accu-Chek Insight assurent confort et discrétion

Les adultes comme les enfants trouveront la solution qui leur convient parmi les nombreux modèles et accessoires de décoration.

## Solutions informatiques pour une vision globale du traitement du diabète

Le système Accu-Chek Insight est compatible avec différentes solutions informatiques, telles que le logiciel Accu-Chek 360° Diabetes Management System et le logiciel Accu-Chek Smart Pix, permettant d'afficher et analyser les données de la pompe et du lecteur de glycémie. L'Accu-Chek 360° Configuration Software permet quant à lui de configurer le système.

### L'Accu-Chek 360° Configuration Software

- Pour une configuration simple et rapide de la pompe, du lecteur et de la fonction conseil de bolus.
- Pour afficher et imprimer les rapports relatifs aux réglages du système.
- Pour transférer la configuration depuis une autre pompe Accu-Chek Insight ou Accu-Chek® Spirit Combo.



Le système Accu-Chek Insight est également compatible avec notre solution de télémédecine emminens eConecta<sup>®</sup>.



Le système pour la thérapie du diabète Accu-Chek® Insight

## Inspiré par votre vie

### Simple et intuitif

- Interface utilisateur intuitive.
- Sets d'infusion faciles à changer grâce à leur design ergonomique.
- Cartouche d'insuline pré-remplie.

### Sécurité et fiabilité

- Conseil de bolus reconnu.<sup>2-5</sup>
- Débit de base minimum de 0,02 UI/h adaptable par petits incréments de 0,01 UI/h\*.

### Discret et personnel

- Administration d'insuline et conseil de bolus discrets grâce à la commande à distance.
- Grand choix de sets d'infusion pour répondre aux besoins individuels.
  - Jusqu'à un débit de base de 5 UI/h
  - Schöllkopf K et al. The novel Accu-Chek\* Insight insulin pump system Step analysis of user-relevant routine tasks. Poster session Diabetes Technology Meeting: 2013 Oct 31 - Nov 2: San Francisco, CA, USA.
  - 2. Ziegler R et al. Use of an insulin bolus advisor improves glycemic control in multiple daily insulin injection (MDI) therapy patients with suboptimal glycemic
- control: First results from the ABACUS trial. Diabetes Care. 2013; 36(11): 3613 9.

  3. Barnard K et al. Use of an automated bolus calculator reduces fear of hypoglycemia and improves confidence in dosage accuracy in T1DM patients treated with multiple daily insulin injections. J Diabetes Sci Technol. 2011; 6(1): 144 9.
- Zisser H et al. Clinical performance of three bolus calculators in subjects with type 1 diabetes mellitus: A head-to-head-to-head comparison. Diabetes Technol Ther. 2010; 12(12): 955 - 61.
- 5. Kerr D et al. Multicenter user evaluation of Accu-Chek® Combo, an integrated system for continuous subcutaneous insulin infusion (CSII), J Diabetes Sci Technol. 2010; 4(6): 1400 - 1407.



www.accu-chek.be/insight



www.facebook.com/accuchekbe



0800 93 626



www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT FLEX, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, EMMINENS et ECONECTA sont des marques déposées de Roche. ©2016 Roche Diagnosti

Le nom de marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Roche est régie par une licence.





ACCU-CHEK®

**:** 

Bolus