


**Au-dessus
de l'objectif
glycémique**



**Dans l'objectif
glycémique**



**Au-dessous
de l'objectif
glycémique**

La combinaison idéale lors d'une utilisation simultanée

Lecteur Accu-Chek Instant

- Information visuelle grâce à l'indicateur intuitif.
- Application simple du sang sur toute la largeur de la zone de test.

Application Accu-Chek Connect

- Transmission sans fil de vos résultats de glycémie vers l'application – votre carnet de diabète n'est plus nécessaire.
- Des diagrammes et des tendances clairs – une meilleure compréhension de votre diabète.

Autopiqueur Accu-Chek Softclix

- Simple et intuitif.
- Une piqûre quasiment indolore grâce à la technologie Clixmotion®.4

**Soyez malin.
Optez pour une
mesure sans effort!**



 www.accu-chek.be

 www.facebook.com/accuchekbe

 0800 93 626

 www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK CONNECT, SOFTCLIX et CLIXMOTION sont des marques déposées de Roche.
© 2017 Roche Diabetes Care.

Roche Diagnostics NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE



ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Instant

Soyez malin. Optez pour
une mesure sans effort!

Nouveau



**Le lecteur de glycémie Accu-Chek Instant -
Mesurer sans effort.**

ACCU-CHEK®

Une mesure sans effort,
vous connaissez?

Faites l'expérience vous-même!



Pas de réglages

Démarrez en toute simplicité: aucun réglage n'est nécessaire – introduisez la bandelette réactive, appliquez une petite goutte de sang et consultez votre résultat glycémique sur le grand écran. Enlevez la bandelette réactive après la mesure et le lecteur s'arrête automatiquement.

Informations visuelles

L'indicateur intuitif vous montre immédiatement si vos valeurs de glycémie sont

- **au-dessus** (bleu)
- **dans** (vert)
- **ou au-dessous** (rouge)

de votre objectif glycémique. Les valeurs peuvent être personnalisées afin qu'elles soient cohérentes avec vos objectifs personnels.



Synchronisation sans effort

Vos valeurs de glycémie sont enregistrées automatiquement dans votre lecteur et sont transmises sans fil vers votre appareil mobile ou via un câble USB vers votre ordinateur. Plus besoin de tenir à jour votre carnet de diabète.


Précision prouvée

L'Accu-Chek® Instant répond à toutes les exigences des normes ISO 15197:2013/ EN ISO 15197:2015^{1,2} et offre également une meilleure précision³ pour des résultats fiables.



Navigation à l'aide d'un seul bouton

Votre dernier résultat de mesure et les moyennes (7/30/90 jours) sont directement visibles. Vous ne devez donc plus faire défiler de menu pour trouver ce dont vous avez besoin. Un seul bouton vous montre toutes les informations importantes.



Application simple du sang

Appliquez une petite goutte de sang n'importe où sur la large zone de test jaune "easy-edge".

1. ISO 15197:2013. Systèmes d'essais de diagnostic in vitro -- Exigences relatives aux systèmes d'autosurveillance de la glycémie destinés à la prise en charge du diabète sucré.
2. Notice d'emballage des bandelettes réactives Accu-Chek® Instant.
3. Breitenbeck N, et al. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017.
4. Jendrike N, et al. Pain sensation at Fingertips and Palm by using different Blood Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technology Meeting. San Francisco, 5-7 novembre 2009.