

Accu-Chek® FlexLink



Comfort en flexibiliteit aangepast aan uw lichaam.

De Accu-Chek® FlexLink infusieset is een eenvoudige en praktische manier voor mensen met diabetes om hun insulinepomp aan te sluiten, en dit ongeacht hun leeftijd en ervaring. De manuele inbrenging wordt eenvoudiger dankzij het afkoppelbare blauwe beschermkapje. Daarenboven, is de Accu-Chek® LinkAssist inbrenghulp de ideale keuze indien u voor een automatische inbrenging kiest. Het vereenvoudigt de inbrenging van de Accu-Chek® FlexLink infusieset en zorgt ervoor dat deze snel en nagenoeg pijnloos kan worden ingebracht.



- Inbrenghoek van 90°.
- Soepele canule die zich aanpast aan de natuurlijke bewegingen van het lichaam voor een optimaal draagcomfort.
- Eenvoudige aan- en afkoppeling ter hoogte van inbrengplaats.
- Het afkoppelbaar beschermkapje laat een eenvoudige manuele inbrenging toe.



Eenvoudig te gebruiken voor personen die voorkeur geven aan een manuele inbrenging.



De Accu-Chek LinkAssist biedt een snelle, praktische en comfortabele oplossing voor personen die voorkeur geven aan een automatische inbrenging.



De platte en afgeronde behuizing is comfortabel en vermindert het risico op vasthaken en loskomen.

Accu-Chek® LinkAssist

De automatische inbrenghulp

De inbrenghulp Accu-Chek® LinkAssist kan worden gebruikt met de infusieset Accu-Chek® FlexLink. Het laat toe om comfortabel en nagenoeg pijnloos de infusieset in te brengen.

- Een snelle en automatische inbrenging.
- Kan ook gebruikt worden bij moeilijk bereikbare inbrengplaatsen.
- De veiligheidspal voorkomt ongewenste activering.



Samenwerken voor een optimale behandeling.



De Accu-Chek® infusiesets zijn de ideale aanvulling op het Accu-Chek® Combo systeem met zijn 'intelligente' bloedglucosemeter en betrouwbare insulinepomp. Wanneer ze samen worden gebruikt, bieden ze vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om de insulinepomp te bedienen met de afstandsbediening op de bloedglucosemeter en een maximale veiligheid bij het vervangen van de infusieset. Gebruik de Accu-Chek® Combo insulinepomp in combinatie met een Accu-Chek® infusieset voor eenvoudige, snelle, discrete en veilige insulinepomptherapie.

Ontdek wat mogelijk is.

Wilt u meer weten over Accu-Chek® producten en de manier waarop ze samenwerken voor een optimale diabetesbehandeling, ga dan naar www.accu-chek.be of bel de Accu-Chek® Service op het gratis nummer



ACCUCHEK, ACCUCHEK FLEXLINK, ACCUCHEK TENDERLINK, ACCUCHEK RAPID-D LINK, ACCUCHEK LINKASSIST, ACCUCHEK AVIVA COMBO, ACCUCHEK SPIRIT COMBO en COMBO zijn gedeponeerde merken van de Roche groep © 2013 Roche Diagnostics. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Roche in licentie gebruikt.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
B-1800 VILVOORDE




ACCUCHEK®

ACCUCHEK® Infusiesets

Roche

De Accu-Chek® infusiesets Uw persoonlijke verbinding.



Accu-Chek® FlexLink


Accu-Chek® TenderLink

Accu-Chek® Rapid D-Link

ACCUCHEK®

Bepaal de plek. Wissel af.

Over het algemeen wordt aangeraden de infusiesets in te brengen in de onderbuik. De buik heeft de meest consistente mate van opname. De infusieset kan echter ook op andere plaatsen worden aangebracht. Raadpleeg uw zorgverlener voor advies.




Heupen en billen — langzamere opname dan in de onderbuik. Actieve mensen geven hier soms de voorkeur aan.


Buitenkant dij — langzamere opname dan de onderbuik, maar met meer lichamelijke activiteit kan de opname toenemen.

Onderkant armen — langzamere opname dan de onderbuik, maar met meer lichamelijke activiteit kan de opname toenemen.

- Aanbevolen infusieplaatsen
- Mogelijke infusieplaatsen



Klokmethode



Zigzagmethode

Het afwisselen van de infusieplaats bevordert de genezing van pas gebruikte plaatsen, zodat ze in de toekomst weer gebruikt kunnen worden. Nieuwe plaatsen moeten tenminste 5 cm verwijderd zijn van de navel.

Grote keuze, veel voordelen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare Accu-Chek® infusiesets en hun belangrijkste kenmerken.

	Accu-Chek® FlexLink	Accu-Chek® TenderLink	Accu-Chek® Rapid-D Link
Canule	Zachte canule 0,50 mm (= 25 G)	Zachte canule 0,50 mm (= 25 G)	Ultradunne stalen naald, 0,36 mm (= 28 G)
Inbrenghoek	90°	20-45°	90°
Canulelengte	6, 8, 10 mm	13, 17 mm	6, 8, 10 mm
Slanglengte	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm
Afkoppelen	ja	ja	ja

Accu-Chek® Rapid-D Link



Eenvoudig in gebruik, discreet om te dragen.

Deze infusiesets hebben een extra dunne stalen naald die bij het inbrengen nauwelijks voelbaar is.



De voordelen op een rij:

- Inbrenghoek van 90°.
- Naald van chirurgisch roestvrij staal.
- Ultradunne naald van 0,36 mm.
- Plat, discreet ontwerp. Slechts 2,7 mm hoog



Accu-Chek® TenderLink



Maximale vrijheid voor een actieve levensstijl.

De Accu-Chek® TenderLink biedt u dankzij zijn zachte canule een veelzijdige controle bij een actieve levensstijl of als u minder onderhuids bindweefsel heeft.

Omdat het inbrengen onder een hoek gebeurt, is er meer controle over de inbrengdiepte en snelheid, terwijl de soepele canule bewegingsvrijheid biedt bij het sporten of als u onderweg bent.



De voordelen op een rij:

- Inbrenghoek van 20° - 45°.
- Eenvoudig aan te sluiten/ los te koppelen van de inbrengplek.
- De soepele canule past zich aan de natuurlijke bewegingen van het lichaam aan.



Een oplossing voor iedereen. De verbinding naar flexibiliteit.

Bij het kiezen van een infusieset spelen leeftijd, lichaam en activiteit een belangrijke rol. Ook uw verwachtingen en voorkeur voor de inbrengmethode zijn belangrijke factoren. Deze kunnen van persoon tot persoon erg verschillen.

De Accu-Chek® infusiesets zijn ontworpen voor uw comfort. Ze hebben vele innovatieve eigenschappen, die de keuze voor de juiste infusieset gemakkelijker maken en zorgen voor veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak. Hierdoor zijn ze geschikt voor iedere levensstijl.

Gebruik van symbolen.

Onderstaande symbolen zijn een handig hulpmiddel en leiden u snel naar de belangrijkste onderdelen van iedere infusieset.



Inbrenghoek
90°



Inbrenghoek
20° - 45°



Afkoppelbaar



Stalen naald



Soepele canule